



CRISON



PH-METROS GLP 21/22

Manual del usuario

Garantía

Cobertura

Los **pH-metros GLP** están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o fallo de componentes. CRISON reparará o reemplazará gratuitamente los elementos o piezas defectuosas de los instrumentos en garantía.

Esta garantía no cubre:

Daños causados por un accidente.

Uso inadecuado.

La manipulación interna a cargo de personas no autorizadas dejará sin efecto la presente garantía.

Los sensores, electrodo y CAT, también están garantizados contra cualquier defecto de fabricación.

CRISON reemplazará gratuitamente los sensores que una vez verificados por nuestro servicio post-venta, sean considerados **“con defecto de origen”**.

Esta garantía no cubre:

Uso inadecuado.

Desgaste normal del sensor.

Desgaste prematuro inherente a determinadas muestras.

Daños causados por accidente.

Validez

Instrumento: 1 año.

Sensores: 6 meses.

En caso de avería

Contactar con el Servicio Postventa de CRISON.

Si el equipo debe enviarse a Alella le adjudicaremos un Número de Intervención.

Enviar el equipo a Alella, **a portes pagados**, indicando el Número de Intervención adjudicado.

Declaración de conformidad

CRISON INSTRUMENTS, S.A. declara bajo su propia responsabilidad que los pH-metros GLP han sido diseñados para cumplir con las normativas de emisión, inmunidad electromagnética y seguridad eléctrica requeridas en la CE.

Estos pH-metros cumplen las siguientes normas:

CEM (compatibilidad electromagnética)
EU89/336 CEE

Emisiones
EN50081-1:1992

Inmunidad
EN50082-1:1997

Seguridad eléctrica
EN61010-1:1996
EN61010-1/A2:1996

CRISON INSTRUMENTS, S.A.

SERVICIO POSTVENTA

Tel. 935 550 318


Fax. 900 150 721

E-Mail: crison@crison.es


Indice

Garantía	2
Declaración de conformidad	2
Accesorios	4
Conexiones	4
Descripción	5
Puesta en marcha	6
Guía rápida	7
Organigrama general	
Medir	8
Calibrar	10
Cronómetro	11
"Data logger"	12
Modo de trabajo	14
Sistema	16
Especificaciones	18
Interface RS 232 C	19
La medida de pH. Un poco de teoría	
El sensor de pH. Electrodo de vidrio	20
Calibración con tampones	20
Efectos de la temperatura	20
Agitación y pH	20
Electrodo combinado de pH	
Preparación para medir	21
Almacenamiento	21
Limpieza	21
Duración	21
Sustitución	21
Disoluciones diversas	
Disoluciones tampón	22
Electrolitos	22
Disoluciones regeneradoras	22
Términos técnicos	23


Accesorios



Accesorios suministrados con cada instrumento.





Electrodo, según versión



C.A.T., opcional

Conexiones



Descripción

Pantalla LCD retroiluminada

La pantalla de los "GLP" es alfanumérica. Se explica por sí sola. A continuación describimos, a modo de ejemplo, una de las pantallas más significativas:

Acción seleccionada:

Medir.

Tipo de medida:

(E) Por estabilidad
Otras posibilidades:
(T) Por tiempo
(C) En continuo.

Medida

en evolución

Hora local.


Modo de trabajo:

(F) Funcional.
Otras posibilidades:
(A) Avanzado.
(PRG X) Avanzado
en GLP 22

Temperatura medida.

Sin CAT la resolución es de 1°C.

Tiempo de medida.



Teclas. Funciones



Paro / marcha



ESCAPE.

- Desplazamientos horizontales, retroceder dentro del "organigrama".
- Borrado de valores numéricos.



- Desplazamientos verticales dentro del "organigrama".
- Desplazamiento del "cursor" en pantalla.
- Modificación valores numéricos.



ENTER.

- Desplazamientos horizontales, avanzar dentro del "organigrama".
- Aceptación de valores numéricos.



IMPORTANTE:

Es aconsejable tener el instrumento siempre en funcionamiento para evitar la acumulación de humedad en los circuitos electrónicos.



Puesta en marcha

Conectar en el panel posterior del instrumento:


- El electrodo combinado de pH.
- La sonda de temperatura (C.A.T), es opcional.
- El alimentador de red.




La primera vez debe seleccionar el **idioma** y la **salida RS 232**, automáticamente la pantalla le propone calibrar el instrumento. En sucesivas veces el equipo irá directamente a menú principal.



Seleccione su idioma.



Seleccione "desactivada" si no utiliza impresora ni PC.



El instrumento sale de fábrica programado para trabajar en las condiciones que se señalan a continuación:

Modo de trabajo FUNCIONAL

- Lectura por **estabilidad**.
- Unidades en **pH**.
- Resolución **centésima**.
- Calibración con **2 tampones técnicos**.
- Impresión **datos calibración** (impresora opcional).
- Sin ticket individual (un resultado tras otro).

Estas condiciones pueden ser modificadas por el usuario en el modo de **TRABAJO AVANZADO**. Con el GLP 22 se pueden crear hasta 4 programas distintos.

SISTEMA

- Validez calibrado: **1 día**.
- Reloj sistema: **fecha y hora actual**.
- Password: **inactivo**.
- Salida RS 232: según la **configuración inicial** que es obligatoria en la puesta en marcha.
- Idioma: **según configuración inicial**.

Estas y otras características del instrumento se pueden modificar en el apartado **SISTEMA**.

Guía rápida

En esta página se presenta el instrumento por bloques. El objetivo es orientar rápidamente al usuario sobre todas sus posibilidades y cómo acceder a ellas.

01-07-97	10:10		pH	Por estabilidad
>MEDIR pH (F)	ENT	mV	ENT	Por tiempo
		ISE (sólo GLP 22)		En continuo



01-07-97	10:10	ENT	pH	ENT	Con 2 tampones	ENT	Tampones técnicos
>CAUBRACION pH					Con 3 tampones		Tampones NBS
			ISE (sólo GLP 22)		Calibración especial		



01-07-97	10:10		Datos por pantalla	
>DATA LOGGER (sólo GLP 22)	ENT	Imprimir datos		Historial electrodo
		Datos a PC	ENT	Calibrado
		Vaciar medidas		447 Datos medidas



01-07-97	10:10			
>CRONOMETRO				



01-07-97	10:10			Imprimir programa	Tipo de lectura	
> MODO DE TRABAJO (Definir programas)	ENT	Trabajo funcional	ENT	Seleccionar prog. activo (GLP 22)	Unidades	
				Modificar el prog. activo	ENT	Resolución (sólo GLP 22)
		Trabajo avanzado		Imprimir el prog. activo (GLP 22)		Tampones



01-07-97	10:10		Password	Definir cabecera informes
> SISTEMA (Adaptar instrumento)	ENT	Tiempo validez calibrado	ENT	Salida RS 232
		Nombre usuarios		Cambio idioma



Organigrama general

MENU PRINCIPAL

MEDIR ...

... pH por estabilidad

01-07-97 10:10
>MEDIR pH (F)

(F): modo Funcional.

MEDIR pH 10:10
25 °C
(F)

Durante 2 segundos es posible modificar la temperatura manualmente con ▲▼.
Función inactiva si se trabaja con CAT.

MIDIENDO (E) 10:11
Agitación 15%
pH: * . * . * 25 °C
(F) 00:00

Posibilidad de modificar la velocidad de agitación con ▲▼.

ENT Paso a medir en continuo, sin cambiar programación.
Pulsar ESC para finalizar medida.

01-07-97 10:12 ENT
pH: 7.09 25 °C
(F) 00:16 ESC
nueva muestra.
menú principal.

Medida bloqueada.
Agitador parado.

... pH por tiempo

01-07-97 10:10
>MEDIR pH (PRG X)

PREVIAMENTE se requiere programar el instrumento en MODO DE TRABAJO "AVANZADO" y modificar el "tipo de lectura".
Modificación de temperatura y velocidad de agitación igual que en medida por estabilidad.

MIDIENDO (T) 10:12
pH: * . * . * 25 °C
(PRG X) 01:30

Tiempo programado.
Cuenta atrás.

01-07-97 10:12 ENT
pH: 7.09 25 °C
(PRG X) 00:00 ESC
nueva muestra.
menú principal.

Medida bloqueada.
Agitador parado.

... pH en continuo

01-07-97 10:10
>MEDIR pH (PRG X)

Idem que en "medida por tiempo".

MIDIENDO (C) 10:12
pH: 7.00 25 °C
(PRG X) 00:01 ESC

01-07-97 10:12 ENT
pH: 7.09 25 °C
(PRG X) 12:30 ESC
nueva muestra.
menú principal.

... mV (absolutos)

Previamente se requiere programar el instrumento en MODO DE TRABAJO "AVANZADO" y modificar las "unidades" de medida. La medida en mV puede realizarse por estabilidad, por tiempo o en continuo. El instrumento no efectúa compensación de T.

01-07-97 10:10
>MEDIR mV
(PRG X)

ENT

... mV relativos (sólo GLP 22)

01-07-97 10:12
mV: 163 25 °C
(PRG X) 12:30

01-07-97 10:12
mVR: 0 25 °C
(PRG X) 12:30

Partiendo de lectura en mV.
Medida bloqueada.

Aparece el mensaje "mVR",
mV relativos.

Lectura a 0. Al pulsar ▼
pasarán a 0 las medidas
sucesivas. Pulsar ▲ para vol-
ver a mV absolutos.

ENT

01-07-97 10:10
>MEDIR mV
(PRG X)

... con ISE, electrodo selectivo (sólo GLP 22)

Previamente se requiere programar el instrumento en MODO DE TRABAJO "AVANZADO" y modificar las "unidades" de medida. La medida con ISE puede realizarse por estabilidad, por tiempo o en continuo. El instrumento no efectúa compensación de T.

01-07-97 10:10
>MEDIR mol/l - g/l - ppm
(PRG X)

ENT

MIDIENDO (E) (T) (C) 10:12
g/l: * . * . * 25 °C
(PRG X) 00:01

01-07-97 10:12
g/l: 1.12 25 °C
(PRG X) 00:00

CALIBRAR ...

... pH con dos tampones

ENT + ENT

Vía exclusiva para consultas

01-07-97 10:10
>CALIBRACION pH

ENT

CALIBRACION pH
> Poner 1er tampón
Recomendado pH 7

ENT

CALIBRANDO 10:10
pH: tampón 7.00 25 °C
00:01

Durante 2 segundos es posible
modificar la temperatura
manualmente con ▲ ▼ .

CALIBRACION CORRECTA
Pulsar ENT antes de 2 segundos.

ENT

DATOS CALIBRACION
01-07-97 10:10 25 °C
Tampones 7,00, 4,01
Respuesta 1,5 s

ENT

> Poner 2do tampón
Recomendado pH 4 ó 9

ENT

pH: tampón 4.01 25 °C
00:01

▲ ▼ modifica la velocidad
de agitación.

ERROR CALIBRACION

Mensajes posibles:

- Asimetría del electrodo > 40 mV.
- Sensibilidad del electrodo < 86 % ó > 110 %.
- Diferencia de temperatura entre tampones > 3°C.
- Tampones iguales (del mismo valor) .
- Medida inestable durante 1 minuto.

Agitación 10%
Sensibilidad 100 %
Asimetría 0.0 mV
Pendiente 59.2 mV / pH

Lectura bloqueada hasta
pulsar ENT o ESC.

... pH con tres tampones

01-07-97 10:10
>CALIBRACION pH

ENT

Previamente se requiere programar el instrumento en MODO DE TRABAJO "AVANZADO" y
modificar el "número de tampones".
El instrumento pedirá el 3er tampón siguiendo el orden que aparece en el apartado anterior.
El instrumento ajustará dos rectas uniendo los tres tampones utilizados en la calibración.

... pH con tampones NBS

01-07-97 10:10
>CALIBRACION pH

ENT

Previamente se requiere programar el instrumento en MODO
DE TRABAJO "AVANZADO" y modificar el "tipo de tampones".
El calibrado con tampones NBS puede electuarse también
con 2 ó 3 tampones.

... pH con una solución control (calibración especial)

Para poder "recargar" el instrumento es imprescindible que esté calibrado con sólo **dos tampones**.
Medir, siguiendo el proceso habitual, el pH de la "solución control" y una vez finalizada la medida ...

01-07-97 10:12
pH: 5.09 25 °C
(F) 00:16

Medida bloqueada.
Para recargar pulsar ▲ ▼
simultáneamente durante 2 segundos.

REAJUSTE 10:12
Solución control
pH: 5.09 25 °C
pH: 5.00 25 °C
(F) 00:16

Con ▲ ▼ modificar valor pH.

01-07-97 10:12
pH: 5.00 25 °C
(F) 00:16

Valor reajustado.
Operación equivalente a
calibrar con un 3er tampón.

... ISE, electrodo selectivo (sólo GLP 22)

01-07-97 10:10
>CALIBRACION mol/l

ENT

CALIBRACION mol/l

> Poner 1er patrón
El más diluido programado.

Previamente se requiere programar el instrumento en MODO DE TRABAJO "AVANZADO" y modificar las "unidades".
El calibrado de electrodos selectivos puede efectuarse también con 2, 6, 3 patrones.

CRONOMETRO ...

La función cronómetro es independiente del resto del instrumento.
Sirve para utilizar el pHmetro como un reloj, cuando no esté efectuando ninguna de sus demás funciones.

01-07-97 10:10
>CRONOMETRO

ENT

CRONOMETRO
00:00:00

▲ ▼

Timer 00:00:01

ENT

Timer 00:01:37

Alarma
Tiempo: 00:00:00

ENT

Alarma
00:00:20

Selección segundos + ENT
... minutos + ENT, etc...

"DATA LOGGER" ... (sólo GLP 22)

... el almacén de datos

El GLP 22 memoriza automáticamente las últimas 447 **medidas**, la **calibración** valores máximo y mínimo de pH y temperatura, y últimas 10 calibraciones). Todos **actual** (de pH o ISE, según el programa activo) y el **historial del electrodo** estos datos quedan almacenados en el DATA LOGGER y pueden ser consultados (tipo, número, número de medidas, fecha de instalación, tiempo real en servicio, en cualquier momento ya sea por **pantalla**, por **impresora** o por **PC**).

... visualización datos por pantalla

ENT

> Calibración

Agitación	10%
Sensibilidad	100 %
Asimetría	0.0 mV
Pendiente	59.2 mV / pH

DATOS CALIBRACION	
01-07-97	10:10 25 °C
Tampones	7.00, 4.01
Respuesta	15 s

Datos de la calibración actual (pH ó ISE).

RS 232C desactivada

ENT

01-07-97 10:10

> DATA LOGGER

ENT

DATA LOGGER

> Datos por pantalla
Imprimir datos *
Datos a PC *

Vaciar DATA LOGGER **

* Según configuración RS 232C
** Elimina las medidas almacena
das en el DATA LOGGER

Núm. medidas	14
máx	min
pH	14.1
T (°C)	38.2
	14.3

Electrodo 52-02	
Núm. 01	ENT
Instalado	01-07-97
en servicio	hh: mm: ss

ENT

Aparecerán los datos de los últimos 10 calibrados de pH.

ESC

Si no se quiere visualizar los datos de los calibrados.

Pantalla de una lectura por estabilidad o tiempo.

DATA	pos XXX	(1)
01-07-97	10:10 00:04	(2)
pH:	6.01	20.3 °C
Código	U: 2	(E) o (T)

Pantalla de una lectura continua.

DATA	XXX	pos XXX
01-07-97	10:10:07	
pH:	6.01	21.0 °C
Código	U: 2	(C)

(1) Posición de la medida en el DATA LOGGER.
(2) Duración de la medida (estabilidad o tiempo).
(3) Posición relativa en una medida continua.

Cambio automático.

▲ Avance o retroceso manual del dato. Pulsando en continuo se incrementa la velocidad. ENT: fijar pantalla. ESC: salir.

... impresión de datos o envío a PC

ENT

01-07-97 10:10

> DATA LOGGER

ENT

Según la configuración de la RS 232C, los datos pueden ser impresos o enviados a un PC. La información obtenida será la misma que en pantalla, con la diferencia de que las medidas podrán ser seleccionadas según fecha, usuario, etc.

MEDIDAS

Por fecha y hora

> Por usuario

Por usuario + fecha

Por código

Gráfica por fecha

Inicio de la medida:
Ej: 15-07-97 12:XX:XX,
mostrará las lecturas efectuadas el día citado entre las 12 y las 13 h.

Gráfica de la última media continua (sólo por impresora).

ORISON pHMETER GLP 21 V1.02 SN 727000
 Jueves, 4 Septiembre 1997 16:22
 MEDIDA POR ESTABILIDAD (F)

CALIBRADO 04-09-97 16:21 (20.0°C)

Tampones 'Slope' Sens. Pot. Asim. Tiempo
 técnicos (mV/pH) (Z) (mV) (s)

7.02-4.00 57.5 98.8 -0.8 4

Código pH °C Tiempo

1 4.00 20 00:04
 2 3.93 20 00:04
 2 3.93 20 00:04
 3 6.98 20 00:06
 4 6.88 20 00:04
 5 6.81 20 00:04

Agitación 12 %

Informe de varias MEDIDAS.
 Modo de trabajo Funcional (F).

ORISON pHMETER GLP 21 V1.02 SN 727000
 Miércoles, 3 Septiembre 1997 16:13
 CALIBRADO

CALIBRADO 03-09-97 16:13 (25.0°C)

Tampones 'Slope' Sens. Pot. Asim. Tiempo
 técnicos (mV/pH) (Z) (mV) (s)

7.00-4.01 58.6 99.1 -1.0 4

Informe de una CALIBRACION con
 tampones pH 7 y pH 4.

Universidad de Barcelona
 Depto. Control de procesos.

ORISON pHMETER GLP 22 V2.00 SN 727000
 Lunes, 2 Marzo 1998 10:19
 LISTADO PARAMETROS MEDIDA

Modo de trabajo.....Avanzado

DATOS PROGRAMA NUMERO 1

Tipo de lectura.....Por estabilidad

Unidades.....ppm

Factor.....19000.0

Ticket individual.....No

Códigos consecutivos.....No

Número patrones.....2

Primer patrón.....0.00001 mol/l


Segundo patrón.....0.0001 mol/l

Impresión datos calibración.....51

Agitación.....21 %

Informe de un PROGRAMA para traba-
 jar con electrodos ión selectivo (GLP 22).



> Resolución	ENT	0.1 pH > 0.01 0.001 > 1 mV 0.1 (sólo GLP 22)
> Número tampones	ENT	> 2 tampones 3 tampones
> Tipo de tampones	ENT	> Técnicos NBS Calibrado teórico *
> Informes con datos calibración	ENT	En concentración (sólo GLP 22) No > Si
> Informe por muestra	ENT	> No > Si
> Codificación automática de muestras	ENT	> No > Si



Impresión, en cada informe de medida, de los datos de la calibración utilizada.

Cada muestra empezará un nuevo informe, o bien se irán imprimiendo los resultados uno tras otro.

Introducción, mediante teclado de PC, de un código para cada muestra o asignación automática y consecutiva por el pHmetro.




* El instrumento medirá pH utilizando los parámetros de una calibración teórica a 25°C: pendiente 59.16 mV/pH y potencial de asimetría 0.0 mV.


Medida con LÍMITES

Medida hasta un PUNTO FINAL

SISTEMA ...

... para trabajar al 100% según GLP





Especificaciones técnicas

GLP 21 GLP 22

Escalas de medida		
pH -2...16, mV ± 2000 , °C -20...150	•	•
mV relativos, mol / l $10^5..10^1$ (a ppm o g/l)		•
Resolución		
Estándar, 0.01 pH, 1mV, 0.1°C y seleccionable, 0.1 pH	•	•
Seleccionable, 0.001 pH, 0.1mV		•
Error de medida		
≤ 0.02 pH, ≤ 1 mV, ≤ 0.3 °C (± 1 dígito)	•	•
≤ 0.01 pH, ≤ 0.5 mV, ≤ 0.3 °C (± 1 dígito)		•
Reproducibilidad		
± 0.01 pH, ± 1 mV, ± 0.1 °C	•	•
± 0.001 pH, ± 0.1 mV, ± 0.1 °C		•
Compensación automática de temperatura		
Por teclado o con sonda de temperatura (CAT)	•	•
Posibilidades en calibración pH		
En 2 ó 3 puntos, validez 0 h...7 días, datos por pantalla o impresora	•	•
Calibración especial, 1 punto cualquiera entre 0...14 pH	•	•
Aviso de caducidad, con recalibración forzosa (opcional)	•	•
Reconocimiento automático de tampones		
Técnicos (a 25°C) pH 2.00, 4.01, 7.00, 9.21, 10.90	•	•
NBS (a 25°C) pH 1.679, 4.006, 6.865, 9.180, 12.454	•	•
Criterios de aceptación de calibración (valores a 25°C)		
Pendiente 51...65 mV/pH, (sensibilidad 86...110%). Potencial de asimetría, ± 40 mV (± 0.7 pH)	•	•
Historial electrodo de pH		
Últimas calibraciones (10), nº de mediciones, tiempo en servicio, pH y temp. máx. y mín.		•
Modos de medida		
Por estabilidad, en continuo y por tiempo	•	•
Con límites máx. y mín. y punto final seleccionables. Aviso acústico	•	•
Programas de medida		
Uno fijo y uno modificable por el usuario	•	
Uno fijo y cuatro modificables por el usuario		•
"Data logger"		
Capacidad de almacenaje 447 lecturas, informes alfanuméricos y gráficos		•
Pantalla alfanumérica LCD retroiluminada		
4 líneas de 20 caracteres.	•	•
Idioma español, italiano, inglés o francés		
Seleccionable por el usuario	•	•
Reloj interno		
Fecha, hora y cronómetro	•	•
Entradas y salidas		
Electrodo de medida, conector BNC. Electrodo de referencia, banana $\varnothing 4$	•	•
CAT, tipo Pt 1000, conector telefónico o banana $\varnothing 4$	•	•
Interface teclado estándar de PC-AT, conector mini DIN	•	•
Interface RS 232C, unidireccional, conector telefónico	•	
Interface RS 232C, bidireccional, conector telefónico		•
Corriente polarizante, 10 μ A (ej. para Karl Fischer), conector banana $\varnothing 4$	•	•
Salida analógica, seguidor potencial de electrodo, conector banana $\varnothing 4$	•	•
Control agitador CRISON, paro / marcha y velocidad, conector RCA	•	•
Alimentación externa, 12 Vcc / 275 mA	•	•
Condiciones ambientales permitidas		
Temperatura, 5...40 °C, humedad relativa máx. 95%, no condensada	•	•
Parámetros físicos		
Peso 1.580 g, dimensiones 180 x 215 x 130 mm	•	•

Interface RS 232 C

Especificaciones.

Baud Rate: 9600 bps
Longitud palabra: 8 bits
Bits de Stop: 2 bits
Paridad: Ninguna

Cómo activar la comunicación.

Desde la opción "SISTEMA" del GLP escoger "Salida RS 232" y "Ordenador".

Envío de datos del GLP hacia el PC.

Los datos de la calibración y las medidas se envían por el canal RS 232 en formato ASCII.

Las líneas de texto empiezan con STX (H02) seguido de todos los caracteres ASCII de la línea y finalizan con CR (H0D).

Las líneas de medida empiezan con ETX (H03) seguido de todos los caracteres ASCII de la línea y finalizan con CR (H0D).

Las líneas de Data logger empiezan con EOT (H04) seguido de todos los caracteres ASCII de la línea y finalizan con CR (H0D).

Ejemplo de medida:

```
H02 CRISON pHMETER GLP 21/22 V2.02 SN 727000 H0D
H02 Viernes, 26 Septiembre 1997 16:22 H0D
H02 MEDIDA POR ESTABILIDAD (F) H0D
H02 ----- H0D
H02 Electrodo 52-02 Núm. 01 H0D
H02 CALIBRADO 26-09-97 14:48 (24.9°C) H0D
H0D
H02 Tampones 'Slope' Sens. Pot.Asim. Tiempo H0D
H02 técnicos (mV/pH) (%) (mV) (s) H0D
H02 ----- H0D
H02 7.00,4.01 57.7 99.2 1.1 6 H0D
H02 Agitación 12 % H0D
H03 Código pH °C Tiempo H0D
H03 ----- H0D
H03 1 5.01 19.8 00:09 H0D
H03 2 5.01 19.8 00:04 H0D
H02 Agitación 12 % H0D
H02 ----- H0D
H0D
```

Ejemplo de calibración:

```
H02 CRISON pHMETER GLP 21/22 V2.02 SN727000 H0D
H02 Viernes, 26 Septiembre 1997 16:38 H0D
H02 CALIBRADO H0D
H02 ----- H0D
H02 Electrodo 52-02 Núm. 01 H0D
H02 CALIBRADO 26-09-97 16:38 (24.9°C) H0D
H0D
H02 Tampones 'Slope' Sens. Pot.Asim. Tiempo H0D
H02 técnicos (mV/pH) (%) (mV) (s) H0D
H02 ----- H0D
H02 7.00,4.01 57.7 99.2 1.1 6 H0D
H02 Agitación 12 % H0D
H02 ----- H0D
H0D
```

Interface RS 232 bidireccional (en GLP 22).

La interface RS 232 bidireccional del GLP 22 permite, además de capturar los datos enviados, gobernar el instrumento desde un ordenador.

Software de comunicación CRISON.

CRISON ha desarrollado una aplicación (programa de comunicación pH-metros GLP - PC) para entornos Windows 3.1 o superior. Esta aplicación facilita las tareas de transmisión y almacenamiento en un PC de los datos obtenidos con los GLP.

Accesorios.

Código Descripción

90 14 Kit para conexión de instrumentos GLP a PC, compuesto por disquette y cable (conector sub D 25 pins)

91 34 Kit para conexión de instrumentos GLP a PC, compuesto por disquette y cable (conector sub D 9 pins)

90 28 Disquette de DEMO del programa de comunicación pH-metros GLP-PC incluyendo información RS.

Gratuito

La medida de pH, un poco de teoría

Definición

El pH es la medida del grado de acidez o alcalinidad de una disolución acuosa y se define como el logaritmo negativo de la concentración de iones H⁺.

El sensor de pH, electrodo de vidrio

Es un electrodo de vidrio que genera una señal eléctrica proporcional al pH, según la ley de Nernst. De dicha señal se consideran varios aspectos:

Punto cero: Valor de pH en el que el electrodo genera un potencial de 0 mV. En los electrodos actuales dicho valor se sitúa alrededor de pH 7.

Potencial de asimetría: Los mV generados por un electrodo al ser sumergido en una disolución de pH 7. Habitualmente oscila alrededor de ± 20 mV.

Pendiente: Respuesta del electrodo expresada en mV por unidad de pH.

La pendiente teórica de un electrodo a la temperatura de 25 °C es de 59.16 mV/pH. En un electrodo nuevo se aproxima al valor teórico.

Sensibilidad: Es la expresión de la pendiente del electrodo en términos relativos. Se obtiene dividiendo el valor real de la pendiente por el valor teórico y se expresa en %.

Potencial de asimetría y sensibilidad varían con el tiempo y el uso del electrodo, de ahí la necesidad de calibrarlo periódicamente con tampones.

Calibración con tampones

Consiste en ajustar los valores leídos por un sistema de medida de pH (instrumento-electrodo) según los valores de unas disoluciones tampón (patrones).


Así se compensan las desviaciones de potencial cero y de la pendiente que el electrodo experimenta en el tiempo.

Frecuencia de calibración

Depende de la precisión exigida por el usuario y del efecto que las muestras a medir tengan sobre el electrodo. CRISON recomienda una calibración diaria, pero deberá ser el usuario quien, con su particular experiencia, decida el tiempo adecuado.

Efectos de la temperatura ...

... sobre el electrodo. La pendiente del electrodo varía con la temperatura de forma conocida.



Los pH-metros compensan automáticamente el efecto de la temperatura sobre el electrodo, (Compensación Automática de la Temperatura, C.A.T.).

El instrumento debe ser informado de la temperatura de la muestra, para ello existen dos posibilidades: Manualmente. Introduciendo, mediante el teclado, el valor de la temperatura de la muestra.

Directamente. Mediante una sonda de temperatura conectada al equipo. Esta sonda también recibe el nombre de CAT, compensador automático de temperatura

... sobre las disoluciones tampón. Cada disolución tiene un comportamiento específico frente a la temperatura (ver tabla página 22).

El pH-metro GLP 21-22 tiene memorizados los valores de dicha tabla para poder realizar una correcta calibración a cualquier temperatura.

... sobre sus muestras. Cada producto varía su pH con la temperatura y por lo tanto el instrumento no puede compensar esta variación. De ahí la necesidad de expresar siempre juntos los valores de **pH y temperatura** a la cual ha sido realizada la medida.


Agitación y pH

La utilización de un agitador magnético o de varilla mejora la calidad de las medidas, aumentando la rapidez de respuesta y la reproducibilidad de las mismas.

La velocidad de agitación debe ser moderada e idéntica para tampones y muestras.

Electrodo combinado de pH

Esquema genérico



El **electrodo** es la parte crítica en la medida del pH y exige un cierto cuidado. En esta página se da información sobre un electrodo genérico.

Nota Es interesante leer las instrucciones que acompañan a cada electrodo.

Preparación para medir

Quitar el protector de membrana sujetando la tuerca (blanca) y desenroscando el tubo semitransparente.

Retirar el tapón lateral.

El nivel de electrolito no debe bajar más de 2 cm por debajo del orificio de llenado.

Almacenamiento

El electrodo debe almacenarse siempre con el protector de membrana conteniendo KCl. La membrana nunca debe quedar seca.

Limpieza

Frecuentemente el simple lavado con agua destilada es insuficiente. Los electrodos se van recubriendo de las sustancias medidas, dando respuestas lentas o falsas. Para limpiezas más profundas y tratamientos regenerativos del electrodo, ver la información que acompaña cada electrodo en particular.

Duración

La "esperanza de vida" media de un electrodo de pH es de **un año**. No obstante, este tiempo puede variar en función de las condiciones de trabajo a las que ha sido sometido. Son decisivos:

- El medio o medios a medir.
- La temperatura de trabajo.
- La conservación en KCl.
- El deterioro de la membrana de vidrio, muchas veces rallada por choque contra vasos etc...

Sustitución

Un electrodo utilizado más de 6 meses que no responde adecuadamente después de haberlo sometido a los tratamientos de limpieza y regeneración, debe ser sustituido.

Si la duración de un electrodo se considera insuficiente, consúltenos. Probablemente disponemos de electrodos más adecuados a su aplicación.



Disoluciones diversas

Disoluciones tampón

Las disoluciones tampón CRISON, de tipo técnico, han sido preparadas según la norma DIN 19267 y contrastadas con patrones internacionales según la norma DIN 19266.

Se entregan con un **certificado de análisis** donde aparecen los datos de incertidumbre, trazabilidad y composición además del número de lote y la fecha de caducidad.

Tabla de valores de pH en función de la temperatura. Valores en memoria del pH-metro GLP 21-22.

°C	pH				
0	2.01	4.01	7.12	9.52	11.45
10	2.01	4.00	7.06	9.38	11.20
20	2.00	4.00	7.02	9.26	11.00
25	2.00	4.01	7.00	9.21	10.90
30	2.00	4.01	6.99	9.16	10.81
40	2.00	4.03	6.97	9.06	10.64
50	2.00	4.06	6.97	8.99	10.48


Disoluciones tampón CRISON disponibles:

pH 4.01, frasco de 250 ml... Código 23 110 02

pH 7.00, frasco de 250 ml... Código 23 111 02

pH 9.21, frasco de 250 ml... Código 23 112 02

Nota Los tampones alcalinos se alteran fácilmente en contacto con el CO₂ atmosférico.

 Es frecuente encontrar variaciones importantes de pH en botellas que han sido previamente abiertas (en contacto con el aire). Este fenómeno es más acusado cuanto más alcalina es la disolución, de ahí que CRISON recomiende como disolución tampón alcalina la de pH 9.21 (25°C) que es mucho más estable que las de pH 11, 12 etc.

Electrolitos

Según la utilización de los electrodos, aparecen problemas relacionados con el electrolito. Problemas químicos (reacción con la muestra) y físicos (consumo elevado debido a presión, temperatura, etc.): de ahí la existencia de diferentes disoluciones.

CRISOLYT. Es una disolución de KCl 3M. Es el electrolito de los electrodos cuyo elemento de referencia son cristales de Ag/AgCl encapsulados.

CRISOLYT-A. Es una disolución de KCl 3M saturada de AgCl. Es el electrolito de referencia para electrodos combinados de laboratorio, siempre que el elemento de referencia sea un alambre de Plata/Cloruro de Plata (Ag/AgCl).

CRISOLYT-G. Es una disolución de KCl en la cual se ha sustituido gran parte del agua por glicerina. Es el electrolito recomendado para medir en medios con elevado contenido de proteínas.

Electrolitos CRISON disponibles:

CRISOLYT (KCl 3M), 250 ml,....Código 95 00

CRISOLYT-A (KCl 3M+AgCl), 250 ml,....Código 95 01

CRISOLYT-G (KCl+Glicerina), 250 ml,....Código 95 02

Disoluciones regeneradoras

Estas disoluciones permiten, en algunos casos, solucionar determinados funcionamientos anómalos de los electrodos de pH y redox.

Los síntomas más habituales de que el electrodo necesita una regeneración son:

Lentitud de respuesta, debida al recubrimiento de la membrana (suciedad) o envejecimiento de la misma.

Elevado potencial de asimetría, debido habitualmente a problemas en el electrodo de referencia, por ejemplo diafragma contaminado u obturado.

Baja sensibilidad, normalmente debida a problemas de suciedad sobre el diafragma o pérdida de la capa de hidratación de la membrana.

CRISON dispone de 3 disoluciones regeneradoras:

Limpia-electrodos + pepsina, 250 ml,....Código 96 00

Limpia-diafragmas, 250 ml,....Código 96 10

Reactivador de membranas, 250 ml,....Código 96 20

Términos técnicos

Ajuste

Intervención realizada sobre un instrumento a fin de conseguir que los valores indicados por el mismo coincidan o se acerquen a los valores patrón, dentro de la tolerancia propuesta por el fabricante.

C.A.T.

Compensador Automático de Temperatura, ver sonda de temperatura.

Calibración con tampones

Ajuste del pH-metro a las características del electrodo en uso. Se ajustan el potencial de asimetría y la pendiente.

La calibración se puede realizar en 1, 2 ó 3 puntos.

Calibración electrónica

Comparación de la lectura del instrumento, sin electrodo, con un patrón eléctrico (simulador de pH). Puede realizarse en CRISON o en otros centros reconocidos.

La calibración no implica el ajuste del instrumento.

Certificado de análisis

Documento en el que se garantizan las especificaciones técnicas de una disolución, después de haber analizado una porción representativa de la misma en unas condiciones específicas. El análisis se efectúa por contraste con un patrón trazable.

Certificado de calibración

Documento que representa los resultados de una calibración, con su incertidumbre y otras informaciones como procedimiento, condiciones ambientales, patrones utilizados (trazabilidad).

Disolución tampón

Disolución cuyo valor de pH está exactamente definido.

Electrodo combinado

Conjunto formado por un electrodo indicador y uno de referencia ubicados en un solo cuerpo.

Electrodo de referencia

Genera un potencial constante frente al que se compara el obtenido con el electrodo indicador.

Electrodo indicador

Proporciona un potencial que depende directamente del ion a medir.

Electrodo metálico

Electrodo en el que se ha sustituido la clásica membrana de vidrio por un metal noble, ej. platino, oro o plata.


El potencial de estos electrodos se mide en mV.

Medida en continuo

El instrumento ofrece directamente en pantalla el valor medido por el electrodo en todo momento.

Medida por estabilidad

La lectura aparece en pantalla cuando la señal del electrodo permanece invariable durante un cierto tiempo.



mV

Unidad en la que se expresan los potenciales obtenidos con electrodos metálicos.

Potencial redox

Medida de la facilidad con que una sustancia absorbe o cede electrones.

El sensor adecuado es un electrodo de platino y se lee en la escala de mV.

Sonda de temperatura

Informa de la temperatura y sirve para compensar el efecto de la misma sobre la pendiente del electrodo de pH.

Instrumento suministrado por:



CRISON

CRISON INSTRUMENTS, S.A.

Riera Principal 34-36
08328 ALELLA - Barcelona
Tel. 935 409 320
Fax. 935 559 300

SERVICIO POSTVENTA

Tel. 935 550 318
Fax. 900 150 721

E-Mail: crison@crison.es